





maskertype	<b>FFP1 (P1) =</b> <i>N 95 (chirurgisch mondmasker)</i> <b>BETER DAN GEEN!</b>	<b>FFP2 (P2)</b> <b>CORONA PROOF</b>	<b>FFP3 (P3)</b> <b>CORONA PROOF</b>
uitzicht		 <p>zonder ventiel      met ventiel</p>	 <p>zonder ventiel      met ventiel</p>  <p><b>industrieel met vervangbare P3 filters</b></p>
bescherming	<p>Dit is het laagste prestatieniveau om van een beschermingsmasker te kunnen spreken. Dit masker heeft een efficiëntie van minimaal <b>80%</b> tegen partikels die door de lucht verspreid worden. De zijkant lekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22%.</p>	<p>Is de gemiddelde categorie beschermingsmaskers en heeft een efficiëntie van <b>94%</b>. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 8%.</p>	<p>Deze klasse biedt de hoogste bescherming en heeft een minimale efficiëntie van <b>99%</b>. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 2%.</p>
<b>nut</b>	<p>Dit masker wordt o.a. gebruikt als er niets anders voorhanden is, maar beschermt <b>onvoldoende voor zorgverleners!</b> Verkouden patiënten kunnen deze dragen om de anderen niet te besmetten</p>	<p>Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van <b>corona</b>, TBC, ...</p>	<p>Dit masker wordt o.a. gebruikt bij <b>corona</b>, of werken met cytostatica, ...</p>

